


Spüllösung bei chemischen Stoffen oder Fremdkörpern

Augen-Notfallstation

- Immer sauber und griffbereit, dank staubgeschützter Wandbox
- Schnelle und leichte Bedienung durch leicht zu öffnende Verschlusskappe
- Ergonomisch geformte Augenschale verhindert das reflexartige Schließen der Augen während des Spülvorgangs



Eigenschaften:

- Augen-Notfallstation - chemische Stoffe Artikel tp.30 151 07: 1 x 200 ml pH-neutral 1 x 500 ml sterile Natriumchlorid Augenspüllösung (0,9 %)
- Augen-Notfallstation - Fremdkörper Artikel tp.30 151 08: 2 x 500 ml sterile Natriumchlorid-Augenspüllösung (0,9 %)
- Spülzeit chemische Stoffe - ca. 7 Minuten
- Spülzeit Fremdkörper - ca. 10 Minuten
- Inkl. separater Piktogrammtafel
- Abmessungen: 265 x 227 x 110 mm

Einsatzbereiche:

2 Varianten: Für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Säuren und alkalische Substanzen sowie auch Staub und Schmutz in das Auge gelangen können oder für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Staub und Schmutz anfallen (z. B. Werkstätten).

Anwendung:

Auch nach der Spülung mit pH-neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung empfohlen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
tp.3015107	Augen-Notfallstation	für chemische Stoffe
tp.3015108	Augen-Notfallstation	für Fremdkörper